

## Máscara Nasal Ultra Mirage™ II

Um elevado nível de versatilidade e desempenho

A Máscara Nasal Ultra Mirage™ II, da ResMed, é adequada para a maioria dos pacientes que utilizam uma terapia de pressão positiva — com dispositivos de CPAP, dois níveis de pressão ou AutoSet™ da ResMed.

Com almofadas disponíveis em quatro tamanhos (standard, grande, fina e fina-larga), a Ultra Mirage II adapta-se à maioria dos pacientes, na primeira utilização e em todas as posteriores.


A Ultra Mirage II continua a ser a líder na inovação das máscaras nasais, apresentando os melhores resultados quanto à vedação, ao conforto e ao silêncio — aspectos valiosos para uma terapia eficaz.

Esta máscara utiliza a famosa tecnologia de almofadas de parede dupla, da ResMed, e um design único do orifício de escape de ar de forma a obter um funcionamento ultra-silencioso.



## Inovação tecnológica — Orifício de escape de ar excepcional

- O design inovador do orifício de escape de ar minimiza a intensidade do fluxo de ar e do ruído.
- O ar é direccionado do orifício de escape para o tubo, afastando-o tanto do paciente como da pessoa com quem o paciente partilha o local de repouso.
- O orifício de escape de ar foi propo-  
sitadamente desenhado para possibilitar o escoamento adequado do CO<sub>2</sub> exalado.



### Suporte da testa ajustável

- Oferece um apoio adicional, sobretudo para os pacientes que utilizam uma terapia com pressões altas ou terapia de dois níveis de pressão.
- Possibilidade de escolha entre quatro posições numeradas para obter uma melhor vedação e estabilidade.

### Peça giratória

- Oferece uma forma conveniente de ligar e desligar o tubo do ar, sem que seja necessário retirar a máscara.
- Proporciona a liberdade de movimentos ao paciente.

### Cotovelo rotativo

- 360° de rotação do cotovelo permitem que os pacientes escolham a posição do tubo de ar de forma a obter o máximo conforto.

### Arnês seguro e confortável

- Os cliques do arnês permitem um encaixe/separação do mesmo, não sendo necessários outros ajustes após os realizados aquando da primeira colocação.
- Quatro pontos de encaixe na armação da máscara para melhorar a estabilidade.

### Ajuste rápido

- A máscara é fornecida com o arnês montado.
- O ajuste do suporte da testa e do arnês são necessários apenas na primeira utilização.

### Sistema de Máscara Nasal Ultra Mirage II

#### Códigos dos produtos

América do Norte e América Latina		Europa (excluindo o Reino Unido) e Ásia	
Standard	16548	Standard	16545
Grande	16549	Grande	16546
Fina	16550	Fina	16547
Fina-larga	16577	Fina-larga	16578
Reino Unido		Austrália e Nova Zelândia	
Standard	16321	Standard	16579
Grande	16322	Grande	16580
Fina	16323	Fina	16581
Fina-larga	16324	Fina-larga	16582



Suporte da testa ajustável —  
quatro posições bem numeradas



Cotovelo rotativo — flexibilidade da  
posição do tubo de ar